

Upphandlad av OneMed Sverige AB

Ambu® Blue Sensor SU-00-A/60

- Våt gel
- För anslutning till 4 mm banankontakt
- Foam
- Enkel hantering, 10 st på ett ark. Anpassat för diagnostisk EKG
- Latexfri

Våt gel gör att hudimpedansen minskar snabbt vilket är ett fördra vid ett diagnostiskt EKG då man har behov av en snabb och pålitlig signal eftersom tiden ofta är knapp.

När elektroden ska fästas på patienten:

- Applicera elektroden utan att trycka på gelområdet för att undvika att gelen pressas ut på häftmassan.

Användningsområde:

Diagnostiskt EKG / Vilo EKG, till vuxna och större barn

Artikelnummer
OneMed:
210369

