

## Rör m skruvlock 10 mL, sterilt, PP



- Rör med konisk botten tillverkad i Polypropylen (PP), sterilt
- Med gradering och skrivyta
- Skruvlock i high density Polyetylen (HD-PE)
- Mått 100 x 16 mm
- Förvaring: 4 – 25°C
- Centrifugering: max 4 500 x g
- CE-märkt
- Reagens- och centrifugrör för universalbruk

Beställningsnr: 62.9924.284

Förpackning: 100 st/innerfp, 1000 st/ytterfp



**SARSTEDT**

Sarstedt AB  
Bergaliden 11  
252 23 Helsingborg

Tel 042-19 84 50  
Fax 042-19 84 59  
info.se@sarstedt.com www.sarstedt.com