



**Skoskydd**  
**REF 211541, 211545 och 211540**

Sida 1 (2)

Version: 25.06.2013, rev. 2

Senaste uppdatering gjord: 26.6.2013

REF	Storlek och färg			
211541 211545 211540	41 x 15 cm 45 x 15 cm 40 x 15 cm			
<b>Färg och egenskaper</b> 211541 211545 211540	blå,präglad blå,präglad vit,präglad	211541	211545	211540
 Contains natural rubber latex				
<b>Råmaterial:</b>	211541 polyetylen, 0,035 mm 211545 polyetylen 0,035 mm 211540 polyetylen 0,05 mm			
<b>REACH restriktioner:</b>	De produkter som nämns i detta produktblad innehåller inga cancerogener, mutagener eller giftiga ämnen, eller några av de ämnen som benämns SVHC (Substances of Very High Concern) som finns listade på den senast publicerade kandidatlistan av European Chemicals Agency (ECHA).			
<b>Egenskaper:</b>	Engångsskoskydd är en praktisk och ekonomisk produkt för att minimera risk för infektioner. Kan även användas i icke-medicinskt syfte.			
<b>Antal i förpackning:</b>	211541 100 st/påse, 2000st/kartong 211545 100 st/påse, 2000st/kartong 211540 100 st/påse, 2000st/kartong			
<b>Försäljningsenhet:</b>	Transportförpackning			
<b>Dispenserkartong:</b>	211541 plastpåse 200 x 280 mm 211545 plastpåse 205 x 290 mm 211540 plastpåse 205 x 290 mm			
<b>Transportförpackning:</b>	211541 kartong 390 x 282 x 368 mm 211545 kartong 390 x 290 x 375 mm 211540 kartong 400 x 285 x 390 mm			
<b>Uppfyllelse av juridiska krav:</b>	Medical Devices Directive 93/42EEC, Class 1			
<b>Kvalitetsstandard:</b>	Produkten är producerad i enlighet med ISO13485.			
<b>Etikettinformation:</b>	I enlighet med EN ISO 15223-1, EN980 and EN1041.			
<b>Rekommenderad förvaring:</b>	Förvaring i ren, torr miljö rekommenderas. Produkterna skall inte utsättas för direkt solljus, annat intensivt ljus eller ozon.			
<b>Rekommenderad avfallshantering:</b>	Handske samt förpackning lämnas till förbränning för energi eller till blandat avfall/brännbart.			
<b>Risker vid återanvändning:</b>	Produkten är en engångsprodukt. Vid återanvändning kan produkten gå sönder och risken för kontamination ökar.			

**Skoskydd**  
**REF 211541, 211545 och 211540**

Sida 2 (2)

Version: 25.06.2013, rev. 2

Senaste uppdatering gjord: 26.6.2013

Produkt	Dispenser	Transportförpackning
211541	6438129352610 211541 dispenser  6 438129 352610	6438129552614 211541 carton  6 438129 552614
211545	6438129352740 211545 dispenser  6 438129 352740	6438129552744 211545 carton  6 438129 552744
211540	6438129353037 211540 dispenser  6 438129 353037	6438129553031 211540 carton  6 438129 553031