

Puder och ftalatfria undersökningshandskar



Vinyl

REF 6350 – 6354

Sida 1 (3)

Version: 26.11.2014, rev 3

Tryckt: 26.11.2014

Storlek	REF	Färgkod	
XS	6350		
S	6351		
M	6352		
L	6353		
XL	6354		
Färg: Transparent Handskens längd: 240 mm Producerad i enlighet med EN 455:2			
Material:			Polyvinylklorid (PVC)
REACH föreskrifter:			Produkt som omfattas av detta datablad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller giftiga ämnen, inklusive något av de ämnen (SVHC) som anges i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen vilken publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).
Hålförekomst i enlighet med EN 455:1			AQL 1,5
Tjocklek: Mätt enkelvägg (mm) Handflata Finger			Min. 0,08 Min. 0,08
Dragstyrka vid brott (N): I enlighet med EN 455:2			Innan åldring: $\geq 3,6$ N, Efter åldring: $\geq 3,6$ N
Egenskaper:			Puder och ftalatfria undersökningshandske av vinyl med rullkant som passar både höger och vänster hand. Ett trygg, praktiskt, ändamålsenligt skydd med ett brett tillämpningsområde. Latexfri och utan sk. kemiska acceleratorer gör att handsken är ett bra alternativ för typ 1 allergiker.

Puder och ftalatfria undersökningshandskar

Vinyl

REF 6350 – 6354

Sida 2 (3)

Version: 26.11.2014, rev 3

Tryckt: 26.11.2014

Hållbarhetstid i enlighet med EN 455:4	5 år	
Hantering av livsmedel:	Handsken är godkänd för livsmedelshantering i enlighet med EU förordning 1935/2004, dock ej godkänd för hantering av feta matvaror. Puder och ftalatfria handskar från evercare® innehar NormPack certifikat 168 04 100 2269 29.	
Antal per förpackning:	100 st/dispenserlåda, 10 st/dispenserlådor (=1000 st)/transportlåda	
MBE (minsta beställningsbara enhet):	Transportlåda (10 dispenserlådor á 100 st)	
Dispenserlåda:	Cellulosa, 240 x 120 x 65 mm	
Transportlåda:	Cellulosa, 250 x 250 x 340 mm	
I enlighet med legala krav för:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class 1	
Produktkrav:	I enlighet med EN 455: 1-4	
Motstånd mot permeation av kemikalier:	Testat i enlighet med EN 374-3	
Kvalitetskrav:	I enlighet med ISO 13485	
Etikettinformation:	I enlighet med EN 980, EN ISO 15223-1 och EN 1041	
Förvaringsrekommendation:	Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i jämn temperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.	
Avfallshantering:	Energiåtervinning eller blandat avfall	
Risk vid återanvändning:	Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och utgöra en patientrisk.	
Streckkoder	Dispenserlåda	Transportförpackning
Storlek XS, REF 6350	6438129311006 6350 dispenser  6 438129 311006	6438129511000 6350 carton  6 438129 511000

Puder och ftalatfria undersökningshandskar

Vinyl

REF 6350 – 6354

Sida 3 (3)

Version: 26.11.2014, rev 3

Tryckt: 26.11.2014

Storlek S, REF 6351	6438129311013 6351 dispenser  6 438129 311013	6438129511017 6351 carton  6 438129 511017
Storlek M, REF 6352	6438129311020 6352 dispenser  6 438129 311020	6438129511024 6352 carton  6 438129 511024
Storlek L, REF 6353	6438129311037 6353 dispenser  6 438129 311037	6438129511031 6353 carton  6 438129 511031
Storlek XL, REF 6354	6438129311044 6354 dispenser  6 438129 311044	6438129511048 6354 carton  6 438129 511048